



11宏基因软件安装(Win)

易生信 2019年6月21日









上课自带笔记本要求



一操作系统: 推荐Windows10 64位版(主流兼容性好), 不推荐32位系统、Mac

o 最低配置: CPU双核、内存4G、硬盘10GB空间以上

o 推荐配置: CPU四核、内存8G+、硬盘30GB空间以上





Windows 10用户点击"资源管理器"中的"此电脑",再点击--"属性"即可显示电脑基本信息

软件安装清单



- o 远程访问Rstudio或其它网页工具: 谷歌Chrome浏览器
- 数据分析环境Shell + R + IDE: GitForWindows、R、RStudio/Editplus
- 上传下载文件: Filezilla 或 WinSCP
- o 登录服务器: XShell 或PuTTY
- o 网络分析及可视化: Cytoscape、Gephi
- 图片排版: Adobe Illustrator
- 。 差异分析和可视化: STAMP
 - 扩增子分析流程: USEARCH / VSearch

1. 谷歌Chrome浏览器





- 谷歌Chrome浏览器——远程访问RStudio server或其它网页工具兼容性最好的浏览器
- 。 网址 https://www.google.cn/chrome/ 在线安装适合你操作系统的最新版(Google网站访问可能需要科学上网,可选使用360或电脑官家快速安装最新版)
- 课程11Platform文件夹提供了预下载的Windows 64版安装包 chrome_x64_v74.0.3729.131_installer.exe
- 。 按默认参数完成安装即可





2. Git for windows



- 。 命令行工具,提供在Windows下运行部分Linux代码 (配合Rstudio使用)
- 官网: http://gitforwindows.org/, 点击Download下载最新版
- 在文件夹下安装预下载的 Git-2.21.0-64-bit.exe, 按照默认参数右键管理 员安装即可。(若不能调用,则设置环境变量C:\Program Files\Git\usr\bin)
- 具体使用见: Windows轻松实现linux shell环境: gitforwindows









3. R语言



- o R语言是目前生物学、经济学等领域最流行的统计分析语言
- o 官 网 https://www.r-project.org/ 下 载 最 新 版: Downad CRAN China Tsinghua Download R for Windows(Mac) —— base —— Download R 3.6.x
- o 在文件夹下有预下载的R-3.6.0-win.exe安装程序
- o 双击安装程序,语言选择英语,组件可去掉32-bit节约空间,其它默认参数 安装即可
- o Mac文件夹中有Mac系统安装包R-3.6.0.pkg




常见问题:中文用户名导致乱码及无法使用



如果您碰到如下错误,是因为用户名中存在中文,导致乱码不能识别, 请新建一个用户,名字为纯英文,重新安装以上工具。

Win10下新建用户操作方法: Win10开始—设置—帐号—家庭 和其它人员—我没有…—添加一 个…—输入用户名和密码—下一 步—按提示操作至完成






4. R/Shell编程环境——RStudio



- o 下载页面: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download
- 选择适合自己系统的版本(Win/Mac),下载安装程序的最新版,如 RStudio 1.2.1335 - Windows Vista/7/8/10,或在文件夹使用预下载安 装程序 RStudio-1.2.1335.exe 或Mac版 Mac/RStudio-1.2.1335.dmg
- 右键使用管理员身份安装
- 。完成后打开时,会选择R版本

系统允许下建议选第一项 - "使用系统默认R64位版本" 点击OK,默认为使用安装的最新版









常见问题: RStudio中字符乱码处理





Rstudio中使用Shell命令






- 用 Rstudio 打开 02Soft 目录中 shell.sh文件,运行(Run)下面代 码
- o cd/c
- mkdir -p meta
- o Is



常见问题: Win下不显示文件扩展名问题



- o 人们常用文件扩展名决定文件类型,如程序一般为.exe
- o Linux Shell脚本为.sh,R语言的脚本为.R,R Markdown为.Rmd
- o 只有扩展名正确,RStudio才能正确选择合适的环境运行
- o Windows中查看-勾选文件扩展名,方便修改正确识别代码文件






常见问题: RStudio中调出Terminal



o 若未看到Terminal或不小心关掉了Terminal,可按下图所示打开。





EditPlus纯文本编辑器



- https://www.editplus.com/
- 。 体积小巧, 启动快, 功能齐全
- o 可远程打开、保存
- 。 支持正则表达式匹配和替换
- 。 支持显示空格、制表符
- 。 官网下载最新版,或安装02Soft/epp520_2281_64bit.exe
- 注册码: Vovan 3AG46-JJ48E-CEACC-8E6EW ECUAW






5. 安装R包——3.6



- 。3.6.zip包含了几百个常用R包,Win10下解压即可调用,省去了下载安装过程。Mac也可复制,Linux系统需要安装,具体参考R学习教程
- o 首先启动RStudio, 如图Tools-Install Packages查看默认R包安装目录
- 将压缩包3.6.zip复制到上述目录, 选中3.5.zip, 右键选择解压缩至当前 文件夹, 如提示文件替换, 可选择全部选是。(注意是把压缩文件里面的内容全部拷贝到

指定目录,不是把3.6文件夹拷贝到指定目录。

Mac用户解压Mac文件夹中的压缩包于下载目录,运行如下命令cp -r ~/Downloads/library/*/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.6/Resources/library/





5. 安装R 3.6包——测试和常用问题解决



- 替换之后, 重新启动Rstudio, 在左下角 > 后面输入 library(ggplot2)测 试,如下图则是安装成功。
- 如果出现 Error in library("ggplot2"): 不存在叫 'ggplot2'这个名字的程 辑包,则说明包未安装成功。可能是前面操作解压覆盖没有成功,如 位置不正确,可人为检查。

。 如果是自己需要用的新包,不存在于易生信提供的压缩包中,

后面的方式重头安装。

Console /var/www/html/ehbio doc/train/ Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or

'help.start()' for an HTML browser interface to help.


Type 'q()' to quit R.

[Workspace loaded from /var/www/html/ehbio doc/train/.RData]

> library(ggplot2)

5. 重头菜单方法安装R包 ---- CRAN官方包





配置距离你最近的CRAN镜像

易汉博基因科技(北京 有限 使速下载 EHBIO Gene Technology (Beijing) co., LTD

输入待安装包的名字 安装CRAN的包

5. 重头代码方式安装R包 ---- /Bioconductor/Github



- » #安装CRAN包 (*斜体部分为包的名字,可替换。*注: devtools包用于安装github来源R包)
- site= "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN"
- install.packages("devtools", repo=site)
- > #安装Bioconductor包的新方法(R版本 >=3.5。注:edgeR是最流行的测序数据差异比较R包)
- if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
- install.packages("BiocManager")
- BiocManager::install("edgeR", version = "3.8")
- » #安装Github的R包(斜体部分为包的名字,需要替换。注: github包名由用户名和包名两部分组成)
- > library(devtools)
- devtools::install_github("microbiota/amplicon")
- ▶ #安装Bioconductor包的旧方法(R版本<3.5)
- source("https://bioconductor.org/biocLite.R")
- options(BioC_mirror="http://mirrors.ustc.edu.cn/bioc/")

bioclite(c("AnnotationDbi", "GO.db"))

易生信, 毕生缘; 培训版权所有

6. 服务器通讯——Xshell 和 FileZilla



- 。 Xshell是终端模拟软件,用于登录服务器。 Xshell无法正常运行用户备 选PuTTY http://www.putty.be/ (putty.exe)
- 。 FileZilla可以断点续传进行上传、下载,上传数据至NCBI,无法正常运 行此软件备选WinSCP https://winscp.net 或 Xftp
- 在文件夹下或点击链接下载安装程序 Xshell-6.0.0118p.exe 和 FileZilla_3.41.2_win64-setup.exe
- o 按默认参数完成安装即可, Xshell 需要按图示选择许可类型才可免费 使用(界面可能为英文)。

请选择一个许可类型。如果你是注册用户或评估Xftp5,请选择商业。

- 商业(包括评估)
- ◉ 免费为家庭/学校




Xshell安装和使用



- Xshell是Windows下功能强大的终端。Linux和Mac可以直接使用ssh命令访问服务器
- 最新版下载地址: http://www.netsarang.com/download/software.html
- 安装: 注意选择Home/School类型可免费使用
- 运行: 首次需要配置服务器信息, 文件 新建 名称YSX 主机IP 确定 输入用户名并勾

选记住 - 输入密码并勾选记录 - 确定

- RStudio中的Terminal也可以访问服务器
- ssh <u>username@</u>serverIP 如 ssh amplicon@192.168.1.130






bailab - Xshell 6 (Free for Home/School)


Xshell使用





Xshell使用







FileZilla的安装和使用



- 。 官网: https://filezilla-project.org/ Download FileZilla Client 下载适合自己系统的最新版安装包
- o 默认安装我们提供的 FileZilla_3.41.2_win64-setup.exe
- o 配置 Configure

打开软件-左上角图标'打开站点管理器'-新站点-命名为 YSX-主机填写 192.168.1.130 (IP地址,填自己服务器或上课临时IP),端口 22.16以 SFTP,登陆类型 普通,用户名为姓名全拼,密码默认为 ysx_amplicon。首次连接选择总是信任,确定。



FileZilla上传下载使用





•原始数据极速上传NCBI SRA教程





7. 扩增子分析流程USEARCH / VSearch下载



o USEARCH下载

访问

http://www.drive5.com/usearch/download.html 选择接受许可协议,版本必须选择v10.0 系统根据自己电脑选择Windows/Mac,可多选填写邮箱,提交收到链接,下载后改名为usearch.exe

o VSearch下载

https://github.com/torognes/vsearch 主页中找最新下载链接,如 vsearch-2.13.4-win-x86_64.zip下载后解压,有程序vsearch.exe

✓ I understand and accept the <u>license agreement</u> (required).

Version

USEARCH v10.0.240 ▼

Platform(s)

- Linux
- Windows
- Mac OSX

Email address (download link will be sent to this address). your_email@163.com

Submit








7. 扩增子分析流程USEARCH / VSearch安装



- 将usearch.exe / vsearch.exe拷贝到C:\bin目录下 (若目录不存在,则新建)。
- 添加程序位置至环境变量:我的电脑右键属性-按右侧截图操作。
- 。 测试是否安装成功:

在RStudio的Terminal下输入 usearch 回车,\$ usearch.exe usearch v10.0 Gb total), 8 of Copyright

若不成功,可检查环境变量配置,或双击 usearch.exe查看是否有报错信息。



\$ usearch.exe
usearch v10.0.240_win32, 2.0Gb RAM (8.5
Gb total), 8 cores
(C) Copyright 2013-17 Robert C. Edgar,
all rights reserved.
http://drive5.com/usearch

License: woodcorpse@163.com




8. STAMP





- 。 STAMP是一款分析微生物分类和功能谱的软件,最新版本2.1.3, Downloads部分可下载适合自己Windows/Linux/MacOS版本的软件。
- o Examples处提供了示例分析结果,以及演示数据实例。
- 。 STAMP可以现实不同平台下兼容,实现Beta多样性散点图、物种丰度 柱状图、箱线图,以及Post-hoc图展示差异菌。还可以绘制带误差 线柱 状图、误差线和柱分离组合图、相关散点图、密度柱状图、中值柱状图等分析和绘图。
- o http://kiwi.cs.dal.ca/Software/STAMP 下载系统对应版本
- 共享目录中有windows预下载的安装包 STAMP 2 1_3.exe

STAMP结果展示









微生物组间差异分析神器-STAMP简明教程 中文帮助了



9. Cytoscape



- 。Cytoscape是一款图形化显示网络软件,生物学中常用于分析转录因子与基因或蛋白与蛋白之间互作关系、GO和KEGG富集分析
- o 软件下载地址: http://www.cytoscape.org
- 。 没安装过Java运行环境的用户,先安装 jre-8u181-windows-x64.exe
- o 在文件夹下或点击链接下载安装程序 Cytoscape_3_7_1_windows_64bit.exe
- 。 按默认参数完成安装即可
- o Cytoscape使用视频教程: https://ke.qq.com/course/261290





10. Adobe Illustrator



- 。 简称"AI", 是一款非常好的矢量图形处理工具、图片排版工具
- 。是Adobe公司开发的一款收费软件,在此为大家提供一个破解免安装版的包仅供学习使用
- o 在文件夹下或点击链接下载安装包Illustrator32,解压后运行Illustrator.exe 程序即可使用(打不开尝试管理员运行或App\Illustrator\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe)
- o 使用视频教程: https://ke.qq.com/course/261607
- o 安装前可体验下网页版: https://mp.weixin.qq.com/s/0lfurkWazDj_gXVltSty6w







常见问题: Adobe Illustrator无法打开



 当双击IllustratorPortable.exe无法打开或者遇到报错情况如下图时 删掉软件包中的Data文件夹,再双击IllustratorPortable.exe即可打开 (Data文件夹是每次运行AI时自动产生的文件,每次打开前删除即可)





 2018/8/5 9:34
 文件夹

 2018/8/7 9:47
 文件夹

 2015/7/27 4:14
 应用程序

 2015/7/28 10:08
 配置设置

 2015/7/27 3:42
 文本文档

 2014/10/30 11:31
 Internet 快

2014/10/30 11:31 Internet 快捷方式 2006/7/20 22:26 Internet 快捷方式

2015/3/18 16:58 文本文档









扫码关注生信宝典, 学习更多生信知识



扫码关注宏基因组, 获取专业学习资料

易生信, 没有难学的生信知识

